
血液透析衛教系統






說明指南

1. 設定-開放應用存取權限



『Hemodialysis Health Education』為 APP 名稱,圖標如上圖所示。

第一次使用前,請先長按圖標,待出現如圖所示白色選項框。選擇『應用程式資訊』,進入如下界面。





將『許可』欄位的未允許權限改為『允許』。

這樣才能存取到病友簽名的圖片~

2. 後台管理

◎使用權限:管理員

3. 病友管理

◎使用權限:護理師、病友



護理師使用身分證及註冊密碼進入系統。



選擇相對應的病友--

- ☆ 初次使用系統之病友:點選病友搜尋頁面的『新增』,進入病友註冊。註冊完成後將自動進入衛教。
- ☆ 已使用過系統之病友:可在搜索框輸入病友姓名(支持單字搜尋)或 (完整) 身分證字號搜尋病友, 點 選病友姓名即可進入衛教。

4. 衛教

衛教部分分為四個主題:主題、影片、衛教、測驗。



點選相對應按鈕即可進入功能界面。




『展開』可顯示該病友該主題的過往成績。

點選衛教日期可以看到該病友該考卷的答題情況。



護理師-新增

血液透析衛教系統



點【護理師】進入護理師管理頁面

慈濟醫院 血液透析衡勢	采統				
			護理	里 師管理	
≗護理師 -		身份證	姓名	權限	
●段任門	修改	A119****16	范北北	離職	
□ 病友	修改	E128****25	谷十三	在職	
7 問題	修改	G225****72	林可心	離職	
	修改	H129****66	閩紅紅	在職	
□ 統計	修改	Q135****18	錢有錢	在職	
	修改	UB00****70	黄豆豆	在職	
	修改	UC30****63	黄斌斌	在職	
				新增	

點【新增】進入新增護理師

■ 慈濟醫院 血液透析衛	如系統	- u x
të E	護理師管理	
*_護理師		
≗ 病友	姓名:	
7 問題	身份證:	
□ 統計	密碼: 請輸入密碼	
u e	職權: 在職 離職	
	取消	

輸入資本資料後,點【保存】或點【取消】返回上一頁

護理師修改




點【護理師】進入護理師管理頁面




點【修改】進行相關護理師資料更改



點【修改】後,會要求輸入管理者密碼或該護理師的密碼,才能進行資料變更



輸入變更資料後,點【保存】或【取消】返回上一頁



修改成功後會顯示【修改成功!】。點【OK】返回上一頁

病友 新增



點【病友】進入病友管理頁面

新增



輸入資本資料後,點【保存】或點 【取消】返回上一頁

病友 修改



點【病友】進入病友管理頁面

點【修改】進行相關病友資料更改



輸入變更資料後, 點【保存】或【取消】返回上一頁



病人修改成功, 點【OK】返回上一頁

題目新增



點【題目】進入題目管理頁面

■ 慈濟醫院 血液透析衛教	7系統			-			- 0	×
				題目管理				
*≗護理師 -		١d	主題	題目	答案	解析		
1000年前	修改	1	t1	冷後腹腔的器官,右胃	對			
□ 病友	修改	2	t1	非毒器官, 負責清除血	對			
N 88 85	修改	3	t1	nin),為調節血壓維	對			
? 問題	修改	4	t1	天約有3000毫升 (ML)	錯	500~2000毫升(ML)		
□ 統計	修改	5	t1	多排不出時, 血壓也可	對			
	修改	6	t1	拿導致體內毒素無法 持	對			
	修改	7	t1	分鐘30~35毫升時,稱	錯	高 ,如控制不好,離末		
	修改	8	t1	分鐘5~15毫升時,稱	對			
	修改	9	t1		對			
	修改	10	t1	为能喪失, 不會造成貧	錯	功能,且會影響紅血		
				新增				

點【新增】進入新增題目



輸入資本資料後, 點【保存】或點【取消】返回上一頁

題目修改



點【題目】進入題目管理頁面

慈濟醫院 血液透析衛	¥ √∞.8☆			_			_ 0	×
\$/月茜P元 Ш/仪这竹闻?	FX TT (IV.							×
				題目管理				
Г		1 Id	主題	題目	答案	解析		
護理師	修改	1	t1	冷後腹腔的器官,右腎	對	2000 8 4		
病友	修改	2	t1	非毒器官, 負責清除血	對			
200	修改	3	t1	nin),為調節血壓維	對			
問題	修改	4	t1	天約有3000毫升 (ML)	錯	500~2000毫升(ML)		
統計	修改	5	t1	多排不出時, 血壓也可	對			
	修改	6	t1	拿導致體內毒素無法 捐	對			
	修改	7	t1	分鐘30~35毫升時,科	錯	离, 如控制不好, 離末		
	修改	8	t1	分鐘5~15毫升時,稱	對			
	修改	9	t1	押離子排泄下降, 嚴重	對			
	修改	10	t1	为能喪失,不會造成貧	錯	功能,且會影響紅血		
		J		新增				

點【修改】進行相關題目資料更改



輸入變更資料後,點【保存】或【取消】返回上一頁




題目修改成功, 點【OK】返回上一頁


數據輸出C5V



點【統計】進入數據管理頁面



點【數據輸出】將資料輸出成CSV檔案,並儲存于桌面HaemodialysisHealthEducation的文件夾裏




數據輸出成功!點【OK】


平板傳送到電腦



點【統計】進入數據管理頁面



點【平板輸入到電腦】進行平板到電腦的資料傳輸





輸出


讀取




連接平板後,進入後臺管理,點【輸出】進行平板到電腦的資料傳輸




出現提示框表示輸出成功



點相對應的平板編號進行平板到電腦的資料傳輸




平板到電腦資料傳輸成功




相關平板資料傳輸后,按鈕顏色會變成灰色,並請重複動作到其他平板的傳輸上

電腦傳送到平板




點【統計】進入數據管理頁面


馬派——




點【電腦輸入到平板】進行電腦到平板的資料傳輸



點相對應的平板編號進行電腦到平板的資料傳輸



電腦到平板資料傳輸成功



相關平板資料傳輸后,按鈕顏色會變成灰色,並進入平板端的後臺管理



進入平板後臺管理,點(讀取)



出現提示框表示讀取成功, 重複此操作到其他平板上

問題排除



當點【讀取】後,提示框顯示"出現讀取失敗"時,請重新操作【電腦傳送到平板】的流程

資料處理

電腦輸出到平板

🛭 病友

*≗護理師

- 7 問題
- 統計



當提示框顯示"請連接平板"時,請將平板接上電腦,並重新操作【電腦傳送到平板】之流程

資料處理

平板輸入到電腦

- ≛護理師
- □ 病友
- ? 問題
- □ 統計



當提示框顯示"請連接平板"時,請將平板接上電腦,並重新操作【平板傳送到電腦】的流程